



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornata
30/10/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

MICROTUBI AMBRATI AMBER MICROTUBES



PER USO GENERICO / FOR GENERIC USE

Codice Code	Descrizione Descriptions	Colore Color	Volume ml	Dimensioni mm Dimensions mm	Imballo pz Packaging pcs
BSA026/AM	Conetto con tappo tipo Eppendorf in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type in PP.</i>	Ambrato Amber	0,5	Ø 7,8 H 30	10 x 1000
BSA022/AM	Conetto con tappo tipo Eppendorf in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type in PP.</i>	Ambrato Amber	1,5	Ø 10,8 H 41	16 x 500
BSA0269/AM	Conetto con tappo tipo Eppendorf in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type in PP.</i>	Ambrato Amber	2	Ø 10,8 H 42	8 x 1000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Semitrasparenti, permettono la visione del campione
- Proteggono i campioni dalla luce
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Congelabili fino a -80 °C;
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati con superficie scrivibile, 1,5 - 2 ml
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- *Semi-transparent, it allows the sample visual-check*
- *Protecting samples from light*
- *In Polypropylene (PP)*
- *Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,*
- *Freezing up to -80 °C,*
- *Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,*
- *Graduated with writing area, 1,5 - 2 ml*
- *Cap with writing area and pierceable,*
- *Not sterile*

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



BIOSIGMA S.p.A. – Via Valletta, 6 – 30010 – Cantarana di Cona (VE) – ITALY
Tel. +39 0426 302224 - http://www.biosigma.com