



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornata
30/05/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF BSA026

**MICROTUBO CON TAPPO PIATTO
TIPO EPPENDORF
DA 0,5 ML IN POLIPROPILENE
Conf. 10 x 1000 pezzi**

**MICROTUBE WITH FLAT CAP EPPENDORF
TYPE, 0.5 ML IN POLYPROPYLENE
Conf. 10 x 1000 pcs**



© Biosigma S.r.l.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Trasparenza ottimale,
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Congelabili fino a -80 °C;
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati a 0,1; 0,25; 0,5 ml,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- *Optimal transparency,*
- *In Polypropylene (PP)*
- *Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,*
- *Freezing up to -80 °C,*
- *Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,*
- *Graduated 0.1; 0.25; 0.5 ml,*
- *Cap with writing area and pierceable,*
- *Not sterile*

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition

BIOSIGMA S.p.A. – Via Valletta, 6 – 30010 – Cantarana di Cona (VE) – ITALY
Tel. +39 0426 302224 - <http://www.biosigma.com>

DESTINAZIONE D'USO:

I MICROTUBI sono prodotti monouso destinati a usi generici di laboratorio

DESTINATION USE:

MICROTUBES are disposable labware intended to general laboratory uses