

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****BACCHETTE A "L" IN ABS****Ideale per distribuire campioni in modo uniforme su tutta la superficie della piastra.****Cell Spreader (L type) in ABS****Ideal for distributing samples evenly across the entire surface of the plate.**

REF	Confezione Package	Quantità (pz) Quantity (pcs)
<b>BSM0230</b>	10 pz/pcs	500
<b>BSM0231</b>	1pz/pc	200
<b>BSM0235</b>	5 pz/pcs	500

Uso e Applicazioni	<b>La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio".</b> Distribuzione di campioni batterici o di colture cellulari su terreni di coltura solidi. Utilizzato nei laboratori di microbiologia per lo studio delle colonie di microrganismi. Utilizzato anche in ricerca biologica per studi di crescita cellulare o prove di sensibilità agli antibiotici. <i>The intended purpose is "For generic laboratory uses".</i> <i>Distribution of bacterial samples or cell cultures on solid culture media.</i> <i>Used in microbiology laboratories to study colonies of microorganisms.</i> <i>Also used in biological research for cell growth studies or antibiotic sensitivity tests.</i>	<i>Use and Applications</i>
Prestazione Caratteristiche	Superficie di contatto: Larga e piatta per massimizzare l'efficienza nella distribuzione del campione. Superficie liscia per evitare danni alla superficie dell'agar. <i>Contact surface:</i> <i>Large and flat to maximize sample distribution efficiency.</i> <i>Smooth surface to avoid damage to the agar surface.</i>	<i>Performance Features</i>
Vantaggi	Uniformità: Garantisce una distribuzione omogenea del campione sulla superficie dell'agar. Praticità: Facilmente maneggiabile, con impugnatura ergonomica per una distribuzione uniforme senza sforzi. <i>Uniformity: Ensures homogeneous distribution of the sample on the agar surface.</i> <i>Convenience: Easily handled, with ergonomic grip for uniform distribution without effort.</i>	<i>Advantages</i>
Validità	36 mesi / 36 months	<i>Shelf Life</i>
Lunghezza	149.6 mm	<i>Length</i>
Larghezza	39.8 mm	<i>Width</i>
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)	<i>Raw material</i>

**AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product.*
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened.*
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device.*
- Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product.*



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Rev. 20/03/2025

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

---

- Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children.*
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*