



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento


01/07/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSP2501

**PROVETTE Sterilin™ PER CENTRIFUGA IN PS/PE STERILI
FONDO CONICO - TAPPO a VITE BIANCO**

***Sterilin™ CENTRIFUGE TUBES IN PS / PE STERILE
CONICAL - WHITE SCREW CAP***



Altezza provetta	110 mm	Tube body height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	13,5 ml	Volume
Materiale provetta	PS	Tube Material
Materiale tappo	PE	Closure Material
Colore tappo	Bianco / White	Closure Color
Sterilità	A	Sterility
Confezionamento	450 pz/pcs (3 x 150)	Package