



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornata
01/06/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF CL026

**MICROTUBO CON TAPPO PIATTO
TIPO EPPENDORF
DA 0,5 ML IN POLIPROPILENE - CLEARLINE®
Conf. 4 x 500 pezzi**

**MICROTUBE WITH FLAT CAP EPPENDORF
TYPE, 0.5 ML IN POLYPROPYLENE -
CLEARLINE®
Conf. 4 x 500 pcs**



© Biosigma S.r.l.

I MICROTUBI ClearLine® sono liberi da: DNA umano; PCR inibitori; DNasi; RNasi; Pirogeni e ATP. Ogni lotto di produzione viene controllato e certificato.

MICROTUBES ClearLine® are free of: human DNA; PCR inhibitor; DNase; RNase; Pyrogens and ATP. Each production batch is inspected and certified.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Trasparenza ottimale,
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Congelabili fino a -80 °C;
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati a 0,1; 0,25; 0,5 ml,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- Optimal transparency,
- In Polypropylene (PP)
- Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Freezing up to -80 °C,
- Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,
- Graduated 0.1; 0.25; 0.5 ml,
- Cap with writing area and pierceable,
- Not sterile

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



BIOSIGMA SpA - Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>

RACCOMANDAZIONI D'USO

(a carattere esclusivamente informativo)

- Per usi generici di laboratorio.
- Esclusivamente per uso in vitro.
- Per uso professionale.
- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio.
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto.
- Non variare la destinazione d'uso.
- Prodotto non adatto ai bambini.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente.

RECOMMENDATIONS FOR USE

(As for information)

- For general laboratory use.
- For in vitro use only
- For professional use.
- Use only for laboratory analysis.
- Do not hold the device to the flame or heat sources that may cause damage.
- Do not use after expiry.
- Do not vary the intended purpose of the product.
- Keep out of reach of children.
- Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.
- Waste disposal: utilize the provided DPI and discharge under the laws in force.