



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

09/11/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

**ACCESSORI PER PROVETTE CryoGen®
CryoGen® TUBES ACCESSORIES**

CAP-DISKS STELLA
Con superficie scrivibile
With writable surface



REF	COLORE / COLOR
CRY910TS/AZ	Azzurro / Light blue
CRY910TS/BI	Bianco / White
CRY910TS/G	Giallo / Yellow
CRY910TS/RA	Rosa / Pink
CRY910TS/RO	Rosso / Red
CRY910TS/V	Verde / Green
CRY910TS/VI	Viola/Violet

Caratteristiche		Features
Diametro superiore	9,2 mm	Upper Diameter
Diametro inferiore	6,8 mm	Bottom Diameter
Altezza	3,95 mm	Height
Materiale	TPV	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Prodotto IVD, marcato CE	SI/Yes	IVD item, CE marked
Conf. pezzi	1.000	Conf. Pcs.

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/ MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA SpA

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>