



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento

10/04/2018

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

VBS714

TUBO DI WINTROBE PROVETTE EMATOCRITO

Haematocrit tubes acc. to Wintrobe



Tubi di Wintrobe provette ematocrito, vetro soda lime, bordo diritto, fondo tondo, doppia scala numerata colore rosso/bianco, 105 mm suddivisi in 1 mm, diametro esterno circa. 6,5 mm, diametro interno circa. 2,9 mm, in cartoni da 20 pz.

Haematocrit tubes acc. to Wintrobe, soda lime glass, straight rim, round bottom, double numbered scale in red/white colour, 105 mm subdivided in 1 mm, outside diameter approx. 6.5 mm, inside diameter approx. 2.9 mm, in cartons of 20 pcs.

/Non è marcato CE / Not CE marked

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG • Am Wöllerspfad 4 • 97922 Lauda-Königshofen

<http://www.marienfeld-superior.com>