



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |


E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Rev. 08/10/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

BACCHETTE A "T" IN ABS
Cell Spreader (T type) in ABS



REF	Confezione Package	Quantità interna (pz/sacc.) Inner Quantity (pcs/bag)	Quantità confezione (pz/ct) Pack Quantity (pcs/ctn)
BSM0240	10 pz/pcs	500	5000 pz/pcs
BSM0241	1pz/pc	200	2000 pz/pcs
BSM0245	5 pz/pcs	500	5000 pz/pcs

Uso	La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio". Utilizzato per distribuire la coltura e le cellule in modo uniforme, rapido e uniforme. <i>The intended purpose is "For generic laboratory uses". Used for dispersing the culture and the cells evenly, quickly and smoothly.</i>	Usage
Prestazione Caratteristiche	1.La superficie è completamente liscia e arrotondata, questo può risolvere il problema della contaminazione e della superficie irregolare. 2.Il design dell'estremità del prodotto riduce al minimo la deformazione del terreno di coltura. 3. La bacchetta può distribuire la coltura diffondendo le cellule in modo uniforme, rapidamente e senza danneggiare il terreno. <i>1.The surface is full and smooth, which can solve the problem of coating pollution and uneven coating in the experiment. 2.The internal warping design at the end of the product can minimize the damage to the medium. 3.The cell spreader can disperse the culture, spread the cells evenly, quickly and smoothly.</i>	Performance Features
Validità	36 mesi / 36 months	Shelf Life
Lunghezza	140 mm	Length
Larghezza	35 mm	Width
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)	Raw material

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened.
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device.



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Rev. 08/10/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

- Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product.
- Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children.
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Rev. 08/10/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET
