



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com |

http://www.biosigma.com |


M521D

Rev.00 del 03/03/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

VETRINI COPRIOGGETTO IN VETRO BOROSILICATO CLEARLine®

VBS6504	VBS6514	Conf./Box.
Vetrini coprioggetto 24x50 mm spessore 0,16-0,19 mm	Vetrini coprioggetto 24x60 mm spessore 0,16-0,19 mm	10 scatole da 100 pz.
<i>Coverslip 24x50mm thickness 0,16-0,19 mm</i>	<i>Coverslip 24x60mm thickness 0,16-0,19 mm</i>	<i>10 box of 100 pcs.</i>



DESCRIZIONE	Vetrini copri oggetto in vetro borosilicato perfettamente chiaro e chimicamente resistente. Classe idrolitica 1
DESCRIPTION	<i>Glass coverslips in perfectly clear and chemically resistant borosilicate glass. Hydrolytic class 1</i>
SCOPO	Per usi generici di laboratorio, per uso professionale.
PURPOSE	<i>For general laboratory uses, for professional use.</i>
MATERIALE	Vetro borosilicato 3.3
MATERIAL	<i>Borosilicate glass 3.3</i>
CARATTERISTICHE	Adatti per apparecchiature automatiche LEICA
FEATURES	<i>Suitable for LEICA automatic equipment</i>
TEMPERATURA	Temperatura e umidità normali di laboratorio
TEMPERATURE	<i>Normal laboratory temperature and humidity</i>